

# Support pour bouteilles 1000x500

Fiche technique de l'article 0104082 | RG-FA 1000/500

**HUPFER**  
we make work flow

## Caractéristiques techniques



*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Max. charge par rayon</b>                           | 100                                   |
| <b>Huella de CO<sub>2</sub> (TM65 Midlevel Report)</b> | 35 kgCO <sub>2</sub> e                |
| <b>TM65 Midlevel Report</b>                            | <a href="#">Enlace al certificado</a> |
| <b>Poids :</b>   | 4 kg                                  |
| <b>Largeur :</b>                                       | 1000 mm                               |
| <b>Profondeur :</b>                                    | 440 mm                                |
| <b>Hauteur :</b>                                       | 49 mm                                 |

Le support de bouteilles Norme 20 sert à un stockage sûr et à une organisation optimale des bouteilles dans différents environnements. Le support de bouteilles Norme 20 permet également un transport facile des bouteilles et d'autres contenants, afin de garantir l'efficacité et l'ordre.

Date de consultation : 17.12.2025, 20:01:37    Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer