

# Séparateur transversal 298/126/5

Fiche technique de l'article 7500220 | QT 298/126/008

**HUPFER**  
we make work flow



## Caractéristiques techniques

<b>Poids :</b>	0.2 kg
<b>Largeur :</b>	298 mm
<b>Profondeur :</b>	126 mm
<b>Hauteur :</b>	5 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Le séparateur transversal sert à une séparation et une organisation optimisées des instruments médicaux dans les paniers de matériel stérile.

Le diviseur transversal permet une disposition sûre et claire de vos instruments médicaux. Grâce à son système d'accrochage et de retrait facile, vous pouvez ajuster le diviseur transversal en toute simplicité.

L'utilisation d'un acier inoxydable recyclable de haute qualité garantit une longue durée d'utilisation et un nettoyage hygiénique.

- Apporte de la clarté
- Utilisation d'acier inoxydable recyclable de haute qualité pour une longue durée de vie et un nettoyage hygiénique

Date de consultation : 08.12.2025, 10:59:49 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*